

### Cinturón abdominal de sujeción a cama con cierre magnético

El cinturón de sujeción abdominal magnético permite controlar y limitar los giros hacia ambos lados, incorporarse parcialmente y sentarse en la cama sin riesgo de caerse. Con bandas de sujeción incluidas. Incluye también tres cierres y dos llaves magnéticas. Tan pronto como se coloca el botón de cierre en el vástago metálico queda inmediatamente cerrado y solo se podrá abrir con la llave magnética.



SS-001

### Muñequeras de sujeción con cierre magnético

Con 2 cierres y una llave magnética.



SS-002



SS-003

### Tobilleras de sujeción con cierre magnético

Con 4 cierres y una llave magnética.

### Recambios

#### Llave magnética



SS-004

#### Botón magnético



SS-005

### Muñequeras y tobilleras de sujeción

Diseñado para pacientes que requieran inmovilización. Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable. Fácil regulación mediante hebilla y velcro. Revestidas de un tejido almohadillado que evita daños al paciente.



### Cinturón abdominal de sujeción a cama

Diseñado para pacientes que requieran inmovilización. Proporciona una movilidad relativa. Facilita cambios posturales. Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable. Fácil regulación mediante hebilla y velcro.



### Cinturón sujeción silla cierre magnético

Se puede utilizar tanto para silla como sillón. Dotado de dos tirantes en los hombros para evitar que se vaya hacia adelante. Incluye dos cierres y una llave. Fabricado en cinta de polipropileno color gris forrado con rizo de algodón en las zonas de contacto con el paciente y con acolchado interno.



### Cinturones de sujeción a silla

Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de poliéster en la interna, que facilita la transpiración y proporciona un gran confort. Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida colocación.

#### Abdominal tronco a silla

Muy utilizado para personas que tienden a irse hacia adelante.



#### Abdominal tronco y pélvico a silla

Muy utilizado para personas que tienden a irse hacia adelante y se deslizan del asiento.




#### Abdominal a silla



#### Abdominal pélvico a silla

Muy utilizado para personas que se deslizan del asiento.



### Chaleco sujeción tronco

Sujeción confortable del paciente a la silla. Proporciona una adecuada estabilidad de tronco. Evita desplazamientos laterales.

Tejido en red de poliamida 100%. Facilita la transpiración.

Sistema de cierre que permite un ajuste óptimo.



### Sábana de sujeción a cama

Impide al paciente levantarse o caerse de la cama.


Impide el acceso a los pañales, empapadores y sondas. Permite cierta movilidad del cuerpo y las extremidades.

Fabricado en algodón 100% goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón.



SS-015

Opcional con o sin mangas.



SS-016

Cremallera

Ribeteada con goma para ajustarse bajo el colchón

### Manoplas de protección

Diseñadas para evitar que el paciente pueda autolesionarse y quitarse los pañales o sondas.



SS-017